

Silikonmasken

Die neuen Silikonmasken sind aus medizinischem Silikon gefertigt, weil dieses Material aufgrund seiner ausgezeichneten Materialeigenschaften hinsichtlich der Anpassung an Gesichtsanatomien im Allgemeinen gern gewählt wird.



MT-3087-2008

Zusätzlich zeichnet sich dieses Material durch hohe Temperaturbeständigkeit und Haltbarkeit aus. Die neuen Silikonmasken sind autoklavierbar, d.h. sie können mehrfach wiederverwendet werden.

Die Masken sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Die kleineren Größen (Größe 0-2) haben eine eher runde Form, um speziell für die Gesichter von Kleinkindern bequeme Passform und effektive Abdichtung zu bieten. Die größeren Größen (3-5) haben eine anatomisch gebildete Tropfenform, um besseren Komfort und Abdichtung für die Gesichtskonturen von Erwachsenen zu gewährleisten.

Die neuen Silikonmasken haben einen flexiblen, weichen und transparenten Maskenkörper. Das Design des Masken-


körpers erlaubt einen komfortablen Griff. Form und Material ermöglichen eine sichere Handhabung durch Arzt und Pflegepersonal. Der transparente Maskenkörper macht die kontinuierliche Beobachtung des Zustandes des Patienten möglich.

Weiteres Maskenzubehör stellt weiteren Komfort sicher. Wiederverwendbare Hakenringe (klein und groß) sind zur Befestigung der Masken verfügbar. Zwei unterschiedliche wiederverwendbare Kopfbänder sind ebenfalls erhältlich: ein kleines Kopfband zur Befestigung der Maske bei Kindern und ein großes Kopfband für erwachsene Patienten. Auch die wiederverwendbaren Kopfbänder sind aus Silikon und autoklavierbar, können also mehrfach verwendet werden.



MT-4206-2008

Wiederverwendbare Silikonmasken
Flexibel, weich und transparent.



Anästhesie-Beatmungs-
maske Silikon, wiederver-
wendbar, Größe 0,
Neugeboren klein

Anästhesie-Beatmungs-
maske Silikon, wiederver-
wendbar, Größe 1,
Neugeboren groß

Anästhesie-Beatmungs-
maske Silikon, wiederver-
wendbar, Größe 2,
Kind klein

Kopfband Silikon,
wiederverwendbar, klein

Kopfband Silikon,
wiederverwendbar, groß

Anästhesie-Beatmungs-
maske Silikon, wiederver-
wendbar, Größe 3,
Kind groß

Anästhesie-Beatmungs-
maske Silikon, wiederver-
wendbar, Größe 4,
Erwachsen klein

Anästhesie-Beatmungs-
maske Silikon, wiederver-
wendbar, Größe 5,
Erwachsen groß

Hakenring,
wiederverwendbar, klein,
für Masken Größe 0-1,
15 mm OD-Verbindung

Hakenring,
wiederverwendbar, groß,
für Masken Größe 2-5,
22 mm ID-Verbindung

BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Packungsgröße	Bestellnr.
Anästhesie-Beatmungsmaske Silikon, wiederverwendbar, Größe 0, Neugeboren klein	1	MP01610
Anästhesie-Beatmungsmaske Silikon, wiederverwendbar, Größe 1, Neugeboren groß	1	MP01611
Anästhesie-Beatmungsmaske Silikon, wiederverwendbar, Größe 2, Kind klein	1	MP01612
Anästhesie-Beatmungsmaske Silikon, wiederverwendbar, Größe 3, Kind groß	1	MP01613
Anästhesie-Beatmungsmaske Silikon, wiederverwendbar, Größe 4, Erwachsenen klein	1	MP01614
Anästhesie-Beatmungsmaske Silikon, wiederverwendbar, Größe 5, Erwachsenen groß	1	MP01615
Kopfband Silikon, wiederverwendbar, klein	1	MP01557
Kopfband Silikon, wiederverwendbar, groß	1	MP01558
Hakenring, wiederverwendbar, klein, für Masken Größe 0-1, 15 mm OD-Verbindung	10	MP01617
Hakenring, wiederverwendbar, groß, für Masken Größe 2-5, 22 mm ID-Verbindung	10	MP01618

HAUPTSITZ

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

DEUTSCHLAND

Dräger Medical Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Tel +49 180 52 41 318*
Fax +49 451 88 27 20 02
dsc@draeger.com
* Inland: EUR 0,14/min

ÖSTERREICH

Dräger Medical Austria GmbH
Perfektastrasse 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04
Fax +43 1 699 38 01
info-austria@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Medical Schweiz AG
Waldeggstrasse 38
3097 Liebefeld-Bern
Tel +41 31 978 74 74
Fax +41 31 978 74 01
info.ch.md@draeger.com

Von Dräger vertriebene Marke