


Gaslaufplan

Zeus



1 Rückschlagventil zur Anästhesiegasfortleitung (AGS)

2 APL-Ventil

3 PEEP/PMAX-Ventil

4 Rückschlagventil Expiration

5 Drucksensor Atemwegsdruck

6 Flowsensor SpiroLife Expiration

7 Patientenlunge

8 Flowsensor SpiroLife Inspiration

9 Rückschlagventil Inspiration

10 Absorber

11 Sicherheitsventil im Atemsystem (Überdruck)

12 Drucksensor Inspiration

13 Druckanzeige

14 Zusatzluftventil

15 Turbine

16 Drucksensor Atembeutel

17 Atembeutel

18 Mikrobenfilter Messgasrückführung

19 Gasanalyse

20 CO₂-Wasserfalle

21 Externer Bereich für den Leckagetest: für manuelle Beatmung

22 Geschlossenes Kreissystem-Ventil

23 Man/Spont-Umschaltventil